



**Общество с ограниченной
ответственностью «БелЭмса»**

Полыковичский Сельский Совет, 9, 213121, Могилевский район, Могилевская область, Республика Беларусь
тел./факс (222) 70 24 24; info@belemsa.com
Р.с. № 3012302162019 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 300
г. Могилев, код 749, г. Могилев, ул. Первомайская, 63
УНП 812002237

**Таварыства з абмежаванай
адказнасцю «БелЭмса»**

Палыкавіцкі Сельскі Савет, 9, 213121, Магілёўскі раён, Магілёўская вобласць, Рэспубліка Беларусь
тэл./факс (222) 70 24 24; info@belemsa.com
Р.р. № 3012302162019 в ААТ «Приорбанк» ЦБУ 300
г. Магілёў, код 749, г. Магілёў, вул. Першамайская, 63
УНП 812002237

№631 от 21.09.2020 г.

По требованию

В ответ на ваш запрос сообщаем:

- Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканного материала по ТУ ВУ 812002237.011-2020

2 Требования к конструкции и дизайну

1.2.1 Маска представляет собой комбинированное изделие, состоящее из внешних слоев (слой, контактирующий с внешней средой, и слой, контактирующий с лицом) и фильтрующего слоя, спрессованного по краям ткани, методом горячего прессования. В верхней части маски расположен носовой фиксатор из пластиковой, алюминиевой, метало-пластиковой или метало-бумажной ленты для улучшения прилегания маски в области переносицы за счет повторения формы носа.

Маска закрепляется на лице за счёт эластичных ушных петель, с помощью которых она плотно облегает нос, рот и подбородок и которые обеспечивают плотное прилегание маски к лицу по бокам.

1.2.3 Конструкция масок предполагает наличие на уровне носа и рта трех (глубиной не более 14 мм) горизонтальных застроченных складок обеспечивающих динамическое соответствие анатомическим особенностям носоротовой области лица.

1.2.4 Маски имеют форму, цвет и конструкцию при условии, что они обеспечивают необходимую защиту, динамическое соответствие анатомическим особенностям носоротовой области и не причиняют дискомфорта при эксплуатации.

1.2.5 Число слоев материала, из которого изготовлена маска, не менее трех.

Таблица 2

Длина маски, см	Ширина маски, см	Ширина маски в расправленном виде, см	Длина носового фиксатора, см	Ширина носового фиксатора, см	Длина фиксирующей резинки, см	Ширина фиксирующей резинки, см
17,5 ± 0,5	9,5 ± 0,5	17,5 ± 2,0	10,5 ± 2,0	0,3 ± 0,1	19,0 ± 3,0	2,0 ± 0,5

Зам. директора по коммерческим
вопросам ООО «БелЭмса»



О.И. Григоривная